




purelens

Softcare Saline

Isotonische sterile Kochsalzlösung
zum Abspülen aller weichen und
harten Kontaktlinsen.

Vergleichbar und anwendbar wie:
Softwear Saling, Lens Plus, EYEYE Saline, Dynaeasy 9

Menge: 360ml





purelens

Softcare Saline

Isotonische sterile Kochsalzlösung
Konservierte Kochsalzlösung zum
Abspülen und Aufsetzen aller weichen
und formstabilen Kontaktlinsen

Anwendungshinweise

Waschen Sie sich vor der Kontaktlinsenpflege sorgfältig die Hände und berühren Sie die Tropfspitze der Flasche nicht.

Zusammensetzung

Natriumchlorid 0.9%,
EDTA 0.01%,
Polyhexanid 0.0003%

Warnhinweise

Beim Auftreten von anhaltenden Irritationen und Augenreizungen Kontaktlinsen-Spezialist oder Augenarzt aufsuchen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren. Flasche nach Gebrauch verschliessen. Tropfspitze der Flasche nicht berühren. Lagern zwischen 5 und 25°; vor Licht schützen.

Nach Anbruch der Flasche darf der Inhalt nicht länger als 2 Monate verwendet werden!
Verfalldatum nicht überschreiten.

